

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Smarca5/Snf2H Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60264

Numéro d'article: CM0010255



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SMARCA5/SNF2H humain (O60264). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SMARCA5/SNF2H
Remarques/alias	ISWI, SNF2H, hISWI, hSNF2H, WCRF135, SMARCA5/SNF2H
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8467
GeneID	8467
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 953 et 1052 de SMARCA5/SNF2H humain (O60264).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O60264
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac réfrigérant