

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smarca5/Snf2H Pour Wb Et Elisa - O60264

Numéro d'article: CM0020326



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMARCA5/SNF2H humain, un remodelateur de la chromatine dépendant de l'ATP. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du remodelage des nucléosomes, de la réplication de l'ADN et de la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMARCA5/SNF2H Lapin pAb
Remarques/Alias	ISWI; SNF2H; hISWI; hSNF2H; WCRF135; SMARCA5/SNF2H
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8467
ID de gène	8467
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-400 de SMARCA5/SNF2H humain (NP_003592.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60264
Poids moléculaire	122kDa
Expédition	Sac de glace