


Anticorps Monoclonal Anti-Smarcad1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H4L7

Numéro d'article: CM0005410



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le SMARCAD1 humain, validé pour le WB, l'IP, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le SMARCAD1 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études de remodelage de la chromatine et de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMARCAD1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HRZ ; TYS ; ETL1 ; HEL1 ; ADERM ; BASNS
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	56916
GenelD	56916
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 928-1026 du SMARCAD1 humain (NP_064544.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4L7
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa / 117 kDa
Expédition	Sac de glace