


Anticorps Polyclonal Anti-Smarcad1 Pour Wb, Elisa - Q9H4L7

Numéro d'article: CM0022748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine SMARCAD1, validé pour WB et ELISA. Cible un remodeleur de chromatine dépendant de l'ATP essentiel pour la réparation de l'ADN et l'organisation de l'hétérochromatine. Idéal pour la recherche en biologie de la chromatine et sur les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SMARCAD1 pAb de lapin
Remarques/Alias	SMARCAD1; ADERM; BASNS; ETL1; HEL1; SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56916
GeneID	56916
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 928 et 1026 de la protéine SMARCAD1 humaine (NP_064544.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H4L7
Poids de la protéine	68 kDa/117 kDa
Expédition	Sac de glace