


Anticorps Polyclonal Anti-Smarcad1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4L7

Numéro d'article: CM0028774



Introduction

pAc Lapin SMARCD1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible humaine, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la réparation de l'ADN. Protéine de 117 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin SMARCD1
Remarques/Alias	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS; SMARCD1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	56916
ID de Gène	56916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de SMARCD1 humain (NP_001121901.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4L7
Poids Protéique	117kDa
Expédition	Sac de glace