

Anticorps Monoclonal Anti-Smarcb1/Snf5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12824

Numéro d'article: CM0006100



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO dirigé contre SMARCB1/SNF5 humain (BAF47, INI1), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] SMARCB1/SNF5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTP51; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6598
Identifiant du gène	6598
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12824
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace