

Anticorps Monoclonal Anti-Smarcb1/Snf5 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q12824

Numéro d'article: CM0011046



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant SMARCB1/SNF5, validé en WB, IHC-P, IP, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Composant central du complexe BAF, suppresseur de tumeur adapté à la recherche sur le remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin SMARCB1/SNF5
Remarques/Alias	RDT ; CSS3 ; INI1 ; SNF5 ; Snr1 ; BAF47 ; INI-1 ; MRD15 ; RTPS1 ; Sfh1p ; hSNFS ; SNF5L1 ; SWNTS1 ; PPP1R144 ; F5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6598
ID du gène	6598
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12824
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace