

Anticorps Polyclonal Anti-Smarcb1/Snf5 Pour Wb, Elisa - Q12824

Numéro d'article: CM0022078



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre SMARCB1/SNF5 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'Homme, la Souris et le Rat. Composant central du complexe de remodelage de la chromatine BAF, impliqué dans le contrôle du cycle cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMARCB1/SNF5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; SMARCB1/SNF5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6598
GeneID	6598
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12824
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace