

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smarcb1/Snf5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12824

Numéro d'article: CM0030148



Introduction

Anticorps SMARCB1/SNF5 polyclonal de lapin (Q12824) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte la protéine BAF47 de 44kDa, un composant central du complexe de remodelage de la chromatine SWI/SNF impliqué dans le contrôle du cycle cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SMARCB1/SNF5
Remarques/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6598 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de SMARCB1/SNF5 humain (NP_003064.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12824
Poids moléculaire de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace