

Anticorps Polyclonal Anti-Smarcc2 Pour Wb, Elisa - Q8Taq2

Numéro d'article: CM0022498



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMARCC2 (BAF170), une sous-unité de remodelage de la chromatine SWI/SNF. Convient pour le WB et l'ELISA. Détecte SMARCC2 humain, murin et de rat. Soutient la recherche sur la régulation transcriptionnelle, la neurogenèse et la différenciation myéloïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SMARCC2
Remarques/Alias	CSS8, Rsc8, BAF170, CRACC2, SMARCC2
Espèces	Humain
GeneID	6601
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 150-250 de SMARCC2 humain (NP_620706.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TAQ2
Poids protéique	133 kDa
Expédition	Sac de glace