

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smarcd1 Pour Wb Et Elisa - Q96Gm5

Numéro d'article: CM0024887



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMARCD1 (BAF60A), une sous-unité de remodelage de la chromatine SWI/SNF ; validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMARCD1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CSS11; Rsc6p; BAF60A; CRACD1; SMARCD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6602
GeneID	6602
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216-515 de la protéine SMARCD1 humaine (NP_003067.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96GM5
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace