

Anticorps Polyclonal Anti-Smarcd2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92925

Numéro d'article: CM0015805

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMARCD2 (BAF60B), un facteur de remodelage de la chromatine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMARCD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SGD2; Rsc6p; BAF60B; CRACD2; PRO2451; SMARCD2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6603
GenelD	6603
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 454-531 de la protéine SMARCD2 humaine (NP_001091896.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92925
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sachet de glace