

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smarcd3 Pour Wb, Elisa - Q6Ste5

Numéro d'article: CM0024518

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SMARCD3 (BAF60C), un facteur clé du remodelage de la chromatine. Validé pour WB et ELISA, il réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMARCD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Rsc6p; BAF60C; CRACD3; SMARCD3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6604
GeneID	6604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 275-440 de la protéine SMARCD3 humaine (NP_001003801.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6STE5
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace