


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Smc1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14683

Numéro d'article: CM0008870



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SMC1 de haute qualité, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec la protéine SMC1 humaine et murine (Q14683). Idéal pour les études sur la cohésion des chromosomes et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SMC1
Remarques/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8243
GeneID	8243
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1134 et 1233 de la protéine SMC1 humaine (Q14683).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q14683
Poids moléculaire	143 kDa
Expédition	Sac de glace