


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smc1 Pour Wb Et Elisa - Q14683

Numéro d'article: CM0025015



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SMC1 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine SMC1 endogène (~143 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté pour la recherche sur la cohésion chromosomique et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8243
GeneID	8243
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la SMC1 humaine (NP_006297.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14683
Poids de la protéine	143 kDa
Expédition	Sac de glace