


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Smc3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Numéro d'article: CM0002059



Introduction

Anticorps monoclonal SMC3 de lapin de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études du complexe cohésine et de la cohésion chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin SMC3
Remarques/Alias	BAM ; BMH ; HCAP ; CDLS3 ; CSPG6 ; SMC3L1 ; SMC3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9126
Identifiant du gène	9126
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1118-1217 de la SMC3 humaine (NP_005436.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQE7
Poids moléculaire de la protéine	142 kDa
Expédition	Sac de glace