

Anticorps Monoclonal Anti-Smc4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ntj3

Numéro d'article: CM0004714



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SMC4 validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat ; détecte la protéine SMC4 du complexe condensine, ~147 kDa. Idéal pour la recherche en biologie chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin SMC4
Remarques/Alias	CAPC ; CAP-C ; SMC-4 ; SMC4L1 ; SMC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10051
GeneID	10051
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1189-1288 de SMC4 humain (Q9NTJ3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NTJ3
Poids moléculaire protéique	147 kDa
Expédition	Sac de glace