

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smc5 Pour Wb Et Elisa - Q8Iy18

Numéro d'article: CM0019391

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SMC5 humaine, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la biologie des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMC5 pAb de lapin
Remarques/alias	ATELS2 ; SMC5L1 ; SMC5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	23137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 872-1101 de la protéine SMC5 humaine (NP_055925.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q8IY18
Poids moléculaire	129 kDa
Expédition	Sac réfrigérant