


Anticorps Polyclonal Anti-Smchd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - A6Nhr9

Numéro d'article: CM0025626



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMCHD1, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît le SMCHD1 humain et de rat (226 kDa). Idéal pour les études de silençage chromatinien, d'inactivation du chromosome X et de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMCHD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BAMS ; FSHD2 ; SMCHD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23347
Identifiant du gène	23347
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1756-2005 du SMCHD1 humain (NP_056110.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	A6NHR9
Poids moléculaire de la protéine	226 kDa
Expédition	Sac de glace