


Anticorps Polyclonal Anti-Smek1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6In85

Numéro d'article: CM0025447



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMEK1 humain (PPP4R3A), une sous-unité régulatrice de PP4. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactif avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour les études sur la réparation des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMEK1 pAb de lapin
Remarques / Alias	smk1; FLFL1; PP4R3; SMEK1; smk-1; PP4R3A; MSTP033; KIAA2010
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	55671
GeneID	55671
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 395 à 594 de SMEK1 humain (NP_001271210.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6IN85
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac isotherme