


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Smg1 Pour Wb Et Elisa - Q96Q15

Numéro d'article: CM0002672



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le SMG1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la dégradation médiée par les codons non-sens et des voies de réponse au stress génotoxique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SMG1 Lapin mAb
Remarques/Alias	ATX; LIP; 61E3.4; SMG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23049
GeneID	23049
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 3562-3661 du SMG1 humain (Q96Q15).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q96Q15
Poids Protéique	411 kDa
Expédition	Sac de glace