


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smg7 Pour Wb Et Elisa - Q92540

Numéro d'article: CM0018666



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMG7, un facteur clé de la dégradation des ARNm médiée par les codons non-sens. Validé pour la WB et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études de surveillance des ARNm et de régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SMG7
Remarques/Alias	EST1C, SGA56M, C1orf16, SMG7
Espèce	Humaine
GeneID	9887
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de SMG7 humain (NP_963863.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92540
Poids moléculaire	127 kDa
Expédition	Poche de glace