


Anticorps Monoclonal Anti-Smmhc/Myh11 Pour Wb, Elisa - P35749

Numéro d'article: CM0006556



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin SMMHC/MYH11 détecte la myosine-11 humaine, murine et de rat en WB et ELISA. Idéal pour les études de contraction des muscles lisses et le développement d'essais de DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin SMMHC/MYH11
Remarques/Alias	AAT4 ; FAA4 ; SMHC ; SMMHC ; VSCM2 ; SMMS-1 ; SMMHC/MYH11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4629
GeneID	4629
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1160-1313 de SMMHC/MYH11 humain (NP_002465.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35749
Poids moléculaire de la protéine	227 kDa
Expédition	Sac de glace