


Anticorps Monoclonal Anti-Smmhc/Myh11 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35749

Numéro d'article: CM0004986



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine SMMHC/MYH11 (myosine-11) humaine, adapté pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Immunogène recombiné ; 227 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMMHC/MYH11 Lapin mAb
Remarques/Alias	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4629
Identifiant du gène	4629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1160-1313 de la protéine SMMHC/MYH11 humaine (NP_002465.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35749
Poids de la protéine	227 kDa
Expédition	Sac de glace