


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smmhc/Myh11 Pour Wb - P35749

Numéro d'article: CM0016806



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SMMHC/MYH11, validé en WB, IF-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la contraction des muscles lisses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMMHC/MYH11 pAb de lapin
Remarques/Alias	AAT4 ; FAA4 ; SMHC ; SMMHC ; VSCM2 ; SMMS-1 ; SMMHC/MYH11
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4629
GeneID	4629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1680 à 1979 de la protéine humaine SMMHC/SMMHC/MYH11 (NP_001035203.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P35749
Poids de la protéine	227 kDa
Expédition	Sac réfrigérant