


Anticorps Monoclonal Anti-Smn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16637

Numéro d'article: CM0010728



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la SMN1 humaine, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Convient pour l'étude de l'assemblage du spliceosome, de la biogenèse des snRNP et de la recherche liée à la SMA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMN1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SMA ; SMN ; SMA1 ; SMA2 ; SMA3 ; SMA4 ; SMA@ ; SMNT ; BCD541 ; GEMIN1 ; TDRD16A ; T-BCD541 ; SMN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6606
Identifiant du gène	6606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 103-200 de la SMN1 humaine (Q16637).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q16637
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace