


Anticorps Polyclonal Anti-Smn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16637

Numéro d'article: CM0019791



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le SMN1 humain (Survival Motor Neuron 1). Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMN1 pAb de lapin
Remarques/Alias	SMA ; SMN ; SMA1 ; SMA2 ; SMA3 ; SMA4 ; SMA@ ; SMNT ; BCD541 ; GEMIN1 ; TDRD16A ; T-BCD541 ; SMN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6606
GeneID	6606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-169 de SMN1 (NP_000335.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16637
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace