

Anticorps Polyclonal Anti-Smn2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16637

Numéro d'article: CM0015353



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SMN2 humaine, adapté pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'assemblage du snRNP spliceosomique et du développement des motoneurones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Espèce	Humain
ID du gène	6607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-197 de la SMN2 humaine (NP_059107.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16637
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace