

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smn2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16637

Numéro d'article: CM0012841



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SMN2 (protéine de survie du motoneurone). Convient pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de l'épissage, des troubles neuromusculaires et des mécanismes de l'amyotrophie spinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMN2 pAb de lapin
Remarques/Alias	SMNC, BCD541, GEMIN1, TDRD16B, C-BCD541, SMN2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 197 de la protéine humaine SMN2 (NP_059107.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q16637
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Pack de glace