

Anticorps Polyclonal Anti-Smoc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4F8

Numéro d'article: CM0023163

Introduction

Le SMOC1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal qui reconnaît la protéine SMOC1 humaine et murine. Convient pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. SMOC1 est une protéine sécrétée liant le calcium, essentielle au développement de l'œil et des membres.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMOC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OAS ; SMOC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64093
GeneID	64093
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-250 de SMOC1 humain (NP_071420.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H4F8
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace