

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smox Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwm0

Numéro d'article: CM0015548



Introduction

Le pAc de lapin SMOX est un anticorps polyclonal ciblant l'oxydase de la spermine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec le SMOX humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des polyamines et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMOX Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAO; SMO; PAO1; PAOH; PAO-1; PAOH1; C20orf16; SMOX
Espèce	Humain
ID de gène	54498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-544 du SMOX humain (NP_787033.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWM0
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace