


Anticorps Polyclonal Anti-Smpd1 / Asm Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Numéro d'article: CM0028996



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre SMPD1/ASM (sphingomyélinase acide) humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur le métabolisme des sphingolipides, l'apoptose et la maladie de Niemann-Pick.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6609
GeneID	6609
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-340 de SMPD1 / ASM humain (NP_000534.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17405
Poids protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace