


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Smpd1 (Validé Ko) Pour Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - P17405

Numéro d'article: CM0007145



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO contre la SMPD1 humaine (sphingomyélinase acide). Convient pour le WB, l'IF-F, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des sphingolipides et les maladies de surcharge lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-SMPD1 (Validé KO)
Remarques/Alias	ASM ; NPD ; ASMASE ; D1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6609
Identifiant du gène	6609
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-340 de la SMPD1 humaine (NP_000534.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P17405
Poids moléculaire de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace