

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smpd2 Pour Western Blot Et Elisa - O60906

Numéro d'article: CM0013373



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin SMPD2 validé pour WB et ELISA ; détecte le SMPD2 humain et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'activité de la sphingomyélinase et des voies du métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SMPD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ISC1; NSMASE; NSMASE1; SMPD2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6610
ID de Gène	6610
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 du SMPD2 humain (NP_003071.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O60906
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace