


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smpd3 Pour Wb Et Elisa - Q9Ny59

Numéro d'article: CM0014148



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la SMPD3 humaine (nSMase2), adapté pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible la sphingomyéline phosphodiesterase 3 impliquée dans l'apoptose médiée par les céramides et la minéralisation osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMPD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NSMASE2 ; SMPD3
Espèce	Humain
ID de gène	55512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 416-655 de la SMPD3 humaine (NP_061137.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NY59
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace