


Anticorps Monoclonal Anti-Smpd3/Nsmase2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ny59

Numéro d'article: CM0007714



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine SMPD3/NSMase2 humaine (SWISS : Q9NY59). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des sphingolipides, l'apoptose et la minéralisation osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMPD3/NSMase2 Lapin mAb
Remarques / Alias	NSMASE2; SMPD3/NSMase2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 461 à 655 de la SMPD3/NSMase2 humaine (NP_061137.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NY59
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace