


Anticorps Polyclonal Anti-Smu1 Pour Wb, Elisa - Q2Tay7

Numéro d'article: CM0031089



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMU1 humain, adapté pour WB et ELISA. Détecte SMU1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le spliceosome, la mitose et l'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SMU1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BWD; SMU-1; fSAP57; SMUU1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55234
ID de Gène	55234
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de SMU1 humain (NP_060695.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q2TAY7
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace