

Anticorps Polyclonal Anti-Smug1 Pour Wb Et Elisa - Q53Hv7

Numéro d'article: CM0014660

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SMUG1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec la SMUG1 humaine et murine, une uracile ADN glycosylase sélective pour les brins simple, impliquée dans la réparation par excision de base. Idéal pour les études sur les dommages et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMUG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FDG; UNG3; HMUDG; SMUG1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	23583
ID du gène	23583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la SMUG1 humaine (NP_055126.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q53HV7
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace