


Anticorps Monoclonal Anti-Smurf2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau4

Numéro d'article: CM0006702



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant SMURF2 humain (Q9HAU4), réactif chez l'homme et la souris. Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Conçu avec un immunogène recombinant (aa 201-290). Idéal pour les études sur la fonction de ligase E3 ubiquitine et la signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMURF2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SMURF2 ; E3 ubiquitine-protéine ligase SMURF2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	64750
ID du gène	64750
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-290 de SMURF2 humain (Q9HAU4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HAU4
Poids protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace