

Anticorps Polyclonal Anti-Smyd1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nb12

Numéro d'article: CM0020139

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMYD1 (protéine 1 contenant le domaine SET et MYND), un répresseur de l'histone H3K4 méthyltransférase essentiel à la différenciation des cardiomyocytes. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMYD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BOP ; KMT3D ; ZMYND18 ; ZMYND22 ; SMYD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	150572
GeneID	150572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 de SMYD1 humain (NP_938015.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NB12
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace