


Anticorps Polyclonal Anti-Smyd2 Pour Wb/If/Elisa - Q9Nrg4

Numéro d'article: CM0030636



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMYD2 (KMT3C, HSKM-B) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour l'étude de la méthylation des histones, de la régulation de p53 et de l'épigénétique du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMYD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14; SMYD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56950
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de SMYD2 humain (NP_064582.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NRG4
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sachet de glace