


Anticorps Monoclonal Anti-Smyd3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Numéro d'article: CM0006979



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SMYD3 pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec la protéine SMYD3 humaine, de souris et de rat (49 kDa). Adapté à la recherche sur la modification de la chromatine et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMYD3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	64754
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de SMYD3 humain (Q9H7B4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H7B4
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace