


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smyd3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Numéro d'article: CM0018187



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin SMYD3 validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Utilisé pour la recherche sur la méthylation des histones et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SMYD3 Lapin pAb
Remarques/Alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	64754
ID de Gène	64754
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de SMYD3 humain (NP_001161212.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H7B4
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace