

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smyd5 Pour If/Icc, Elisa - Q6Gmv2

Numéro d'article: CM0030464

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SMYD5 (ZMYND23), une protéine-lysine N-triméthyltransférase impliquée dans l'élongation de la traduction, la modification des histones et la régulation des cellules souches embryonnaires. Validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMYD5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RRG1; RAI15; NN8-4AG; ZMYND23; SMYD5
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 de la protéine SMYD5 humaine (NP_006053.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6GMV2
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace