

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snai1 (Snail) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Numéro d'article: CM0029534



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine Snail (SNAI1), validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte les orthologues de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'EMT, le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de Lapin anti-Snail
Remarques/Alias	SNA; SNAH; SNAI1; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6615
GeneID	6615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 de la protéine humaine Snail (NP_005976.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95863
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace