

Anticorps Polyclonal Anti-Snail Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Numéro d'article: CM0013823



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Snail humaine (SNAI1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Snail Lapin pAb
Remarques/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAIL1; dj710H13.1; Snail
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6615
GeneID	6615
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-267 de la Snail humaine (NP_005976.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95863
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace