

Anticorps Polyclonal Anti-Snail (Snai1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Numéro d'article: CM0031065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Snail/SNAI1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur la transition épithélio-mésenchymateuse et la progression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Snail Rabbit pAb
Remarques/Alias	SNA ; SNAH ; SNAI1 ; SLUGH2 ; SNAI1 ; dj710H13.1 ; Snail
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6615
GenelD	6615
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 200 et 267 de SNAI1 humain (NP_005976.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95863
Poids Moléculaire Protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace