

Anticorps Polyclonal Anti-Snap23 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00161

Numéro d'article: CM0018387



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le SNAP23 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Convient à l'étude de la fusion membranaire médiée par SNARE dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNAP23 Lapin pAb
Remarques/Alias	SNAP-23; SNAP23A; SNAP23B; HsT17016; SNAP23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8773
GeneID	8773
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-211 du SNAP23 humain (NP_003816.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00161
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace