

Anticorps Polyclonal Anti-Snap25 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P60880

Numéro d'article: CM0016370



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le SNAP25 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la fonction synaptique et la libération des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SNAP25
Remarques/Alias	SUP, RIC4, SEC9, SNAP, CMS18, RIC-4, SNAP-25, bA416N4.2, dJ1068F16.2, SNAP25
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6616
ID du gène	6616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-206 du SNAP25 humain (NP_570824.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60880
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace