

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Snap25 Pour Wb, Elisa - P60880

Numéro d'article: CM0006600



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la SNAP25 humaine (P60880), validé pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la fonction synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SNAP25
Remarques/Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2; SNAP25
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6616
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P60880
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace